

## ETICHETA PRODUSULUI

### KLINTENSIV ȘERVEȚELE UMEDE DEZINFECTANTE

#### COMPOZIȚIA CHIMICĂ la 100 g produs :

##### Substanța activă:

0,34 Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5 (Concentrație produs 50%)

0,09 Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5 (Concentrație produs 50%)

**Alte ingrediente:** surfactant, parfum, inhibitor de coroziune și apă.

#### Număr aviz sanitar: 2394BIO/02.12.24

KLINTENSIV ȘERVEȚELE UMEDE reprezintă o soluție dezinfectantă, fără alcool, gata de folosire, recomandată pentru suprafețe delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor cu bază alcoolică. Este o soluție ideală pentru dezinfectarea rapidă, cu efect maxim asupra suprafețelor, scaune de tratament, suprafețele uniturilor dentare, piese de mână (turbină, contraunghi, piesă dreaptă), brațe de susținere a lămpilor, instrumente stomatologice de oțel, aluminiu, cupru, silicon sau cauciuc, suprafețe de lucru și obiecte de inventar din spații private și zone de sănătate publică. Soluția are proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecția. Substanțele active sunt sărurile cuaternare de amoniu.

**Mod de utilizare:** Ștergeți cu șervețelul umed suprafața care trebuie dezinfectată în așa fel încât suprafața să rămână umedă. Se lasă să acționeze timp de 5 minute. Se folosesc atâtea șervețele cât este nevoie. Folosiți mănuși. Nu se clătește.

#### PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

SR EN 14476: virucid: 5 min.

SR EN 1276; 13727: bactericid: 5 min.

SR EN 1650; 13624: fungicid: 5 min.

SR EN 14348: micobactericid: 5 min.

**Ambalaj:** pachet 72 șervețele umede care conțin 280g soluție; pachet 80 șervețele umede care conțin 320g soluție; pachet 100 șervețele umede care conțin 400 g soluție; pachet 120 șervețele umede care conțin 480g soluție.

**Nr. Lot...../Data Fabricației:.....**

**Expiră :** 3 ani de la data fabricației.

**Producător: S.C. STERYL-ECO SRL**

**Șos. București – Alexandria 544 – Oraș Bragadiru, Județ Ilfov**

**J23/3025/2011; CUI: RO29359178 ; Tel: 021 448 14 99 ; Fax: 021 448 14 87 ; email: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com) ;**

**web : [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)**

#### Precauțiuni de utilizare:

H302 – Nociv în caz de înghițire

H336 – Poate provoca somnolență sau amețelă

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic

P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.



Atentie !